

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Лампа бестеневая,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS**

Номер партии: 012021080401-5/21

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12616 от 18 ноября 2020 года

Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	2
2. ОПИСАНИЕ	3
3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
5. МАТЕРИАЛЫ.....	6
6. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И УХОДЕ.	9
7. ГАРАНТИЯ.....	11

1. МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, варианты исполнения:
9002LED (9008LED-D-127):

Состав:

- корпус лампы – 1 шт;
- светодиодный набор- 1 шт.;
- переключатель -1 шт.;
- блок питания -1 шт.;
- запасной светодиодный набор- 1 шт. (при необходимости);
- линза -1шт. (при необходимости);
- набор линз 1 шт. (при необходимости);
- струбцина -1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

Назначение: Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для проведения визуального осмотра состояния кожи и ногтей пациента, для оказания медицинских услуг.

Показания к применению:

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS (далее по тексту «Лампа бестеневая», «Лампа», «Медицинское изделие», «Прибор») широко используется в медицинской деятельности. Она позволяет точно оценить состояние кожного покрова и ногтей пациента, визуализировать кожные дефекты и назначить правильное лечение.

Условия применения: используется в медицинских учреждениях.

Область применения: Дерматология.

Потенциальный пользователь: квалифицированный медицинский персонал.

Противопоказания

Противопоказаний к использованию Лампы бестеневой не выявлено.

Побочные действия

Побочных действий не выявлено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во время настройки лампы не располагайте руки между верхним и нижним рычагом (как показано на рисунке) во избежание травм:



- Приступайте к работе с чистыми руками;
- Отключайте питание после завершения работы;
- Если вы длительное время не используете лампу, убедитесь, что она хранится в надлежащих условиях;
- Используйте только в закрытых помещениях. Не используйте лампу в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната. Не используйте лампу под прямыми солнечными лучами;
- Не разбирайте лампу самостоятельно, если Вы не являетесь квалифицированным электриком;
- Перед ремонтом необходимо снять штепсель;
- Если поврежден наружный гибкий кабель, замену можно произвести только в сервисном центре во избежание получения травм;
- При возникновении неисправностей, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту;

– При повреждении кабеля, приобретайте новый у изготовителя данной модели.

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализ рисков для Лампы бестеневой выполнен согласно EN ISO 14971. Нет риска для здоровья пользователя и пациента. Преимущества огромны, остаточный риск является приемлемым.

2. ОПИСАНИЕ

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для проведения визуального осмотра состояния кожи и ногтей пациента, для оказания медицинских услуг.

Лампы представлены различными модификациями в зависимости от варианта крепления изделия:




Рисунок 1. Варианты крепления медицинского изделия



Рисунок 2. Внешний вид медицинского изделия

Конструкция основного блока изделия



1. Защитная крышка (часть корпуса лампы)
2. Линза
3. Ручка регулировки (часть корпуса лампы)
4. Переключатель
5. Крепление корпуса лампы
6. Каркас (часть корпуса лампы)

Рисунок 3. Конструкция основного блока изделия.

Блок питания это электрический прибор, преобразующий электрическую энергию из одного её представления в другое.



Блок питания



Набор линз

Линза это прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, преломляющими световые лучи, способное формировать оптич. изображения предметов, светящихся собственным или отражённым светом. С их помощью врач сможет рассмотреть определенный участок кожи тщательнее, что существенно поможет в работе и сократит время на проведение осмотра и процедур.



Запасной светодиодный набор

Светодиоды - эти источники света наиболее экономичные и экологичные. Они позволяют экономить энергию и обеспечить превосходное освещение.

Запасной светодиодный набор используется для замены или ремонта основного набора.



Подставка

Подставка дает возможность устанавливать лампу на любую ровную поверхность.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Распаковка и осмотр

1. Перед подключением лампы убедитесь, что изделие не было повреждено во время транспортировки, что упаковка не была повреждена с последующим смещением или исчезновением деталей. В случае обнаружения повреждений или нехватки каких-либо деталей немедленно сообщите об этом производителю, сфотографировав доставленное вам оборудование. Производитель не несет ответственности за повреждения аппарата, возникшие после доставки.
2. Перед установкой лампы необходимо проверить и подготовить место инсталляции: убедитесь, что частота и напряжение прибора соответствуют частоте и напряжению соединительных элементов, находящихся в кабинете.
3. Зафиксируйте изделие на полу/на столе, в зависимости от варианта исполнения изделия.
4. Включите лампу в электросеть.
5. Откройте защитную крышку и отрегулируйте лампу.
6. Установите требуемый угол падения света.

Установка и эксплуатация

Закрепите кронштейн до края любой горизонтальной поверхности, которую вы выбрали. Вставьте нижний стержень рычага в отверстие в кронштейне. Вставьте лампу.

Правильная установка линзы

1. Поставьте лупу на стол и вытащите штепсель.
2. Поверните линзу против часовой стрелки до разблокировки.
3. Поставьте другую линзу и поверните по часовой стрелке до полной блокировки.
4. Соедините лупу с кронштейном и вставьте лупу.
5. Будьте осторожны, так как линза хрупкая.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Медицинское изделие пригодно к эксплуатации при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности воздуха не более 95% и устойчиво к воздействию биологических жидкостей организма.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах. При погрузке/разгрузке и транспортировке необходимо бережное обращение с изделием. Не рекомендуется подвергать сильной тряске и ударам. В случае несоблюдения данных рекомендаций возможен преждевременный выход лампы из строя и возможность использовать ее по назначению.

Хранение

Необходимо, чтобы прибор был помещен в закрытое, чистое, хорошо освещенное, с постоянной температурой помещение без повышенного уровня влажности и пылеобразования. Прежде чем оставить изделие на продолжительное хранение, нужно убедиться, что:

- прибор выключен;
- розетка заземлена.

Хранить и транспортировать медицинское изделие следует при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности воздуха не более 95%.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9002LED:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	На струбцине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø127 мм (полезный Ø125 мм)
Увеличение линз	5 диоптрий
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25% - 0
Угол рассеивания светодиодов	120°
Габаритные размеры корпуса с учетом конструктивных особенностей (длина x ширина x толщина)	298 x 215 x 39 мм
Размеры корпуса без учета габаритных выступов (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	230 x 195 x 30 мм
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115° (опционально от 0 до 110°)
Масса изделия нетто (в сборе)	2,9 – 4,2 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	5 – 5,4 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	59 x 26,5 x 14 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0
Предельные отклонения размеров не более ±15%	
Масса изделия может варьироваться в зависимости от комплектации.	

5. МАТЕРИАЛЫ

Компонент изделия	Материал	Марка материала	Производитель материала
линза	Стекло	D-5	Nanyang Jingliang Photoelectric Technology Co., Ltd
плафон	Поликарбонат	PC-110	CHIMEI, Тайвань
ролики	Ацетилбутилстирол (ABS)	PA-757	CHIMEI, Тайвань
Держатель, подставка, кронштейн, струбцина	Сталь с высококачественным полимерным покрытием	Сталь: BM-1151	Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd., Китай
		Полимерное покрытие: ABS-пластик STAREX SD-0150	SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES INC., Корея

Материал упаковки: потребительская упаковка: Картон марки: NINGBO FOLD C1S , производитель : Asia Pulp Paper (APP).

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Медицинское изделие не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения.

ДАнные О СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЯХ.


Медицинское изделие не содержит лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭМС

Медицинское изделие протестировано, установлено, что его показатели электромагнитной совместимости (ЭМС) находятся в пределах, установленных для изделий медицинского назначения стандартами IEC 60598-2-4, IEC 60601-1:2005.

Руководство и Декларация производителя - электромагнитные излучения			
Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь лампы должен убедиться, что он использует ее в такой среде.			
Радиоизлучение	Соответствие	Руководство по уровню ЭМИ	
Радиочастотные излучения CISPR 11	Группа 1, Класс В (Б)	В лампах используется радиочастотная энергия только для внутренних функций. Поэтому ее радиочастотные излучения очень малы и вряд ли вызовут какие-либо помехи в расположенном рядом электронном оборудовании.	
Проводимость	Группа 1, Класс В (Б)	Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.	
Радиочастотные излучения CISPR 11	Класс А		
Гармоники по IEC 61000-3-2	Соответствует		
Мерцание по IEC 61000-3-3			
Руководство и Декларация производителя - помехозащищенность			
Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь лампы должен убедиться, что он использует ее в такой среде.			
Испытание помехозащищенности	Испытания уровня по IEC 60601	Уровень соответствует требованиям	Электромагнитная среда - Наведение.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД по IEC 61000-4-2	Контакт ±6кВ Воздух ±8кВ	Контакт ±6кВ Воздух ±8кВ	Полы должны быть деревянными, бетонными или керамическими. Если полы синтетические, то

			относительная влажность должна быть не менее 30%.
Быстрые электрические переходные процессы или всплески по IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для линий ввода-вывода	± 2 кВ для линий электропитания	Лампа подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.
Выброс тока по IEC 61000-4-5	Линия к линии ± 1 кВ Линия к земле ± 2 кВ	Линия к линии ± 1 кВ Линия к земле ± 2 кВ	Лампа подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.
Провалы напряжения, короткие перерывы и изменения напряжения на входных линиях электропитания по IEC 61000-4-11	0% в течение 1 цикла (50/60 Гц) падение напряжения 40% в течение 10 циклов (50 Гц) / 12 циклов (60 Гц) падение напряжения 70% в течение 25 циклов (50 Гц) / 30 циклов (60 Гц) падение напряжения 0% в течение 250 циклов (50 Гц) / 300 циклов (60 Гц) прерывание напряжения	0% в течение 1 цикла (50/60 Гц) падение напряжения 40% в течение 10 циклов (50 Гц) / 12 циклов (60 Гц) падение напряжения 70% в течение 25 циклов (50 Гц) / 30 циклов (60 Гц) падение напряжения 0% в течение 250 циклов (50 Гц) / 300 циклов (60 Гц) прерывание напряжения	Лампа подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.
Частота 50/60 Гц Магнитное поле по IEC 61000-4-8	3А/м	3А/м	Магнитные поля частоты сети должны быть на уровне характеристика типичного местоположения в типичной коммерческой или больничной среде
Руководство и Декларация производителя - электромагнитная помехозащищенность			
Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или лампы должен убедиться, что он использует ее в такой среде.			

Испытание помехозащищенности	Испытания уровня по IEC 60601	Соответствие Уровень	Электромагнитная Среда - Руководство
<p>Проводимость ВЧ по IEC 61000-4-6</p> <p>Излучаемая ВЧ по IEC 61000-4-3</p>	<p>от 150 кГц до 80 МГц 3ср.кв. напряжение</p> <p>от 80 МГц до 2,5 ГГц 3</p> <p>В/м</p>	<p>от 150 кГц до 80 МГц 3ср.кв. напряжение</p> <p>от 80 МГц до 2,5 ГГц 3 В/м</p>	<p>Портативное и мобильное оборудование радиочастотной связи должно использоваться не ближе к любой части лампы, включая кабели, чем рекомендуемое расстояние разделения, рассчитанное из уравнения, применимого к частоте передатчика.</p> <p>Неприменимо</p> $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p>От 80 МГц до 800 МГц</p> $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ <p>От 800 МГц до 2,5 ГГц</p> <p>где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с производителем передатчика, а d - рекомендуемое расстояние разделения в метрах (м). Напряженность поля от фиксированных радиочастотных передатчиков, как определено электромагнитной съемкой участка,^a должна быть меньше уровня соответствия в каждом диапазоне частот^b</p> <p>Помехи могут возникать вблизи оборудования, отмеченного следующим символом:</p> 
<p>Примечание 1 при 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.</p>			
<p>Примечание 2 настоящие руководящие принципы могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного излучения влияют поглощение и отражение от структур, объектов и людей.</p>			
<p>^a Напряженность поля от фиксированных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительского радио, АМ и FM-радио и телевизионного вещания не может быть теоретически предсказана с необходимой точностью. Для оценки электромагнитной обстановки, создаваемой стационарными радиопередатчиками, следует рассмотреть возможность проведения электромагнитной съемки местности. Если измеренная напряженность поля в месте, в котором используется лампа, превышает соответствующий уровень радиочастотного соответствия выше, следует наблюдать за лампой для проверки ее нормальной работы. При обнаружении аномальных характеристик могут потребоваться дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение лампы.</p> <p>^b в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше (не применимо).</p>			
<p>Рекомендуемые расстояния разделения между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи и лампы при 3ср.кв. напряжении</p>			
<p>Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, в которой контролируются излучаемые радиочастотные помехи. Покупатель или пользователь лампы может избежать электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между</p>			

портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи (передатчиками) и лампы, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи.			
Номинальная максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Расстояние разъединения согласно частоте передатчика		
	м		
	От 150 кГц до 80 МГц	От 80 МГц до 800 МГц	От 800 МГц до 2,5 ГГц
	$d = \left[\frac{3,5}{V_1}\right]\sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3,5}{E_1}\right]\sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1}\right]\sqrt{P}$
0,01	Неприменимо	0,12	0,20
0,1	Неприменимо	0,37	0,63
1	Неприменимо	1,17	2,00
10	Неприменимо	3,69	6,32
100	Неприменимо	11,67	20,00
Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанную выше, рекомендуемое расстояние разделения d в метрах (м) может быть оценено с помощью уравнения, применимого к частоте передатчика, где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика.			
Примечание 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние разделения для более высокого частотного диапазона.			
Примечание 2: Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного излучения влияют поглощение и отражение от структур, объектов и людей.			

6. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И УХОДЕ.

Уход

Производите ежедневную очистку внешней поверхности прибора.

Перед чисткой убедитесь, что оборудование отключено от сети (вилка вынута из розетки). Не включайте прибор сразу после чистки. Осуществляйте периодическую чистку оборудования. Отключайте оборудование от электрической сети. Допускается чистка только внешней поверхности прибора. При очистке прибора не используйте растворители, легковоспламеняющиеся и спиртосодержащие жидкости, чистящие порошки, которые могут поцарапать поверхность прибора. Используйте исключительно мягкие моющие средства, растворенные в воде. В качестве материала воспользуйтесь влажной мягкой тканью, не оставляющей при чистке волокон (не используйте ватные и аналогичные ватным тампоны). По завершении процедуры очистки протрите поверхности сухой тканью, чтобы убрать остатки влаги. Убедитесь, что следы моющего средства также не остались на поверхности прибора.

Ремонт и замена деталей должны производиться исключительно специалистами. В случае ремонта прибора всегда используйте детали, соответствующие техническим характеристикам данного изделия.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Решение
Лампа не светит	Перегорела лампочка, вышел из строя светодиодный источник света.	Для устранения необходимо воспользоваться услугами мастерской
При включении в сеть появляется запах гари, возможно искрение, мигание	Нарушение изоляции проводников, пайки, неисправность клемм внутри корпуса, выход из строя элементов блока управления.	Ремонт производится только в мастерской

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Техническое и сервисное обслуживание должно производиться только производителем или уполномоченным представителем производителя. Не допускается самостоятельный ремонт или обслуживание медицинского изделия. Ненадлежащее обслуживание медицинского изделия может привести к неправильной работе прибора.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данное медицинское изделие при использовании, хранении и транспортировке безопасно для окружающей среды.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Медицинское изделие поставляется не стерильным и не требует стерилизации.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Следует проводить ежедневную очистку внешней поверхности изделия.

Чистка и дезинфекция линзы

Очищайте линзы мягкой, не оставляющей ворсинок тканью. Не используйте никаких мыльных растворов, содержащих смягчители, спиртосодержащие растворители или абразивные чистящие средства. Это может повредить линзы

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ:

ISO 9001

ISO 13485

IEC 60598-2-4

IEC 60601-1:2005

EN 60598-2-4:2018

EN 62493:2010

IEC 60598-2-4:2012

IEC 61549:2012

Low Voltage Directive LVD

КРИТЕРИИ НЕПРИГОДНОСТИ, ВОЗВРАТ ПОВРЕЖДЕННОГО ПРОДУКТА

Для возврата поврежденного продукта: верните изделие в оригинальной упаковке с номером партии (лота), ссылкой на покупку и причиной возврата.

УТИЛИЗАЦИЯ

После прихода в негодность этот продукт следует утилизировать с помощью соответствующих органов, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.



Данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот прибор от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Данный продукт не содержит никаких вредных веществ.

По окончании срока службы все части медицинского изделия подлежат утилизации только в специализированных пунктах утилизации в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.7.2790-10). Не утилизируйте изделие вместе с неотсортированными отходами.

УПАКОВКА

Транспортировка осуществляется в транспортных картонных коробах из плотного гофрированного картона. Транспортные коробки дополнительно содержат информацию о количестве единиц в коробе, а также символы с указаниями условий транспортировки и хранения.

7. ГАРАНТИЯ

Если качество приобретенного продукта вызывает сомнения, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным представителем как можно скорее.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при выполнении требований настоящего «Руководства пользователя»; за исключением быстроизнашивающихся деталей и повреждений, причинённых вследствие ненадлежащего обращения.

Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции могут быть произведены в компании ООО «Медтехника-Р» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. При обращении потребителя по гарантии, срок эксплуатации замененных частей не обновляется.

При обращении в ООО «Медтехника-Р» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Срок службы: 5 лет, изготовлено из перерабатываемых материалов, не загрязняющих окружающую среду.

Адрес для направлений претензий и рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК»

Адрес: 125222, Москва г, ул. Генерала Белобородова, дом № 35/2, этаж 1, пом. X

Тел.: +7 (495) 504-26-51

+7 (495) 504-26-53

E-mail: info@rebotec.net

Официальный сайт: <http://www.med-mos.ru>

МАРКИРОВКА

