

Наименование характеристики	Значение характеристики
Назначение	для резания, биполярной и монополярной коагуляции биологических тканей электрическим током
Выходная мощность по номиналу, Вт	90±5
Напряжение, В	от 180 до 250
Частота переменного тока, Гц	от 50 до 60
Диапазон частот «высокочастотной хирургии»	от 440 МГц до 1,5 МГц.
Диапазон частот «радиоволновой хирургии»	от 1,5 МГц до 7,04 МГц.
Вес устройства, кг	не менее 4,5