

Наименование характеристики	Значение характеристики
Назначение	Должно быть предназначено для проведения лечебно-диагностических осмотров и процедур в медицинских учреждениях
Длина, мм	не менее 1220, но не более 1300
Ширина, мм	не менее 740, но не более 745
Высота, мм	от 1310 до 1640
Длина в положении "стол", мм	не менее 1400
Высота до тазовой секции, мм	не менее 640, но не более 960
Ширина тазовой секции, мм	не более 560
Вес, кг	не более 55
Конструкция	неразборная
Регулировка высоты	электропривод (ножная педаль)
Регулировка спинной секции	газовая пружина
Регулировка тазовой секции	газовая пружина
Угол наклона спинной секции	от 0° до 80°
Угол наклона тазовой секции	от 0° до 30°
Цвет обивки	бежевый
Толщина поролона, мм	не менее 40
Бесшовная технология обтяжки	наличие
Опоры	4 регулируемые ножки
Потребляемая мощность, Вт	не более 180
Нагрузка, кг	не более 160
Требования к документам	декларация о соответствии - наличие регистрационное удостоверение - наличие