

| <b>Наименование характеристики</b>  | <b>Значение характеристики</b>  |
|---|---|
| Назначение  | Должен быть предназначен для дезинфекции воздуха в присутствии людей. |
| Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99.9 (99.0) %, не менее | 100 (150) м <sup>3</sup> /ч   |
| Количество ламп, не менее   | 2 шт.   |
| Мощность лампы, не менее  | 30 Вт.  |
| Уровень шума, не более  | 41 Дб   |