

4. Устройство и принцип работы

1.1. Стерилизационная коробка состоит из корпуса, крышки на которую устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

В дно и на крышке коробки с внутренней стороны установлены фильтры из фильтродиагонали артикула 2074, прекуртант N 030, часть II. Допускается использовать хлопчатобумажные ткани, медаполам, миткаль, (2 слоя) – артикулы 301, 383, прекуртант № 030.

К дну корпуса крепятся ножки, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На (ремонт) замену в течении гарантийного срока

Изделие медицинской техники

Коробка стерилизационная круглая КСКФ-_____ с фильтрами
(наименование изделия) (обозначение)

заводской номер _____

выпущенная _____
(по свидетельству о приеме)

приобретенная _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
(адрес ремонтного предприятия)

МП Подпись руководителя и
Печать ремонтного предприятия _____

МП Подпись руководителя и
Печать предприятия-владельца _____

