


# ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ОТИЗ-40-01 (Аппарат Рота) (исполнение 3)



Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 предназначен для равномерного освещения таблиц с тестовыми знаками при подборе средств коррекции зрения в офтальмологических отделениях клиник и больниц, в офтальмологических кабинетах поликлиник, в пунктах подбора очков при магазинах-салонах «Оптика» при подборе очков оптометристами, при массовых обследованиях и профосмотрах.

ОТИЗ-40-01 (исп.3) рекомендован Министерством Здравоохранения РФ к применению в медицинской практике и имеет декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность лампы, установленной в осветителе составляет 40Вт.

Освещенность в центре поверхности для крепления таблиц должна быть не менее 700лк. Неравномерность освещенности в пределах тестового знака не должна быть заметна.

Осветитель работает от электрической сети переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В.

Габаритные размеры корпуса осветителя не более:

- в транспортном положении 690x140x560мм;
- в рабочем положении 665x325x535мм.

Масса не более 6кг.

Электробезопасность осветителя выполнена по классу защиты II, тип Н

ГОСТ 12.2.025-76 «ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний».

Климатическое исполнение осветителя УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Осветитель таблиц с лампой накаливания (корпус деревянный)	1 компл;
заслонка	1 шт;
указка	1 шт;
таблицы для исследования остроты зрения и подбора очков вдаль (бумажные) *)	1 компл;
таблица для исследования остроты зрения вблизи (бумажные)*)	1 шт;
комплект крепежных деталей	1 компл;
паспорт	1 экз.

\*) Входят в комплект поставки, при наличии заявки потребителя.