



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 05 сентября 2019 года № РЗН 2019/8864

На медицинское изделие
Диоптриметр автоматический ALMAS FL-8600P

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Алмас-Сервис"
(ООО "Алмас-Сервис"), Россия,
105275, г. Москва, ул. Гаражная, д. 3А, кв. 11

Производитель
"Нинбо Фло Оптикал Технолоджи Девелопмент Ко., Лтд.", Китай,
Ningbo Flo Optical Technology Development Co., Ltd., Floor 4, Block 6, No. 1177,
Lingyun road, National High-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang, 315040, China

Место производства медицинского изделия
Ningbo Flo Optical Technology Development Co., Ltd., Floor 4, Block 6, No. 1177,
Lingyun road, National High-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang, 315040, China

Номер регистрационного досье № РД-27481/23278 от 31.05.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 05 сентября 2019 года № 6670
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0046215

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 сентября 2019 года № РЗН 2019/8864


Лист 1

На медицинское изделие

Диоптриметр автоматический ALMAS FL-8600P, в составе:

1. Диоптриметр автоматический ALMAS FL-8600P.
2. Сетевой кабель.
3. Насадка для измерения контактных линз.
4. Защитный колпачок для измерительного окна - не более 4 шт. (при необходимости).
5. Запасной предохранитель (250 В, 3,15 А) - 4 шт. (при необходимости).
6. Бумага для принтера - не более 4 шт. (при необходимости).
7. Пылезащитный чехол - 1 шт. (при необходимости).
8. Пинцет - не более 2 шт. (при необходимости).
9. Ткань для очистки линз от пыли - не более 2 шт. (при необходимости).
10. Чернильница - не более 2 шт. (при необходимости).
11. Запасная лампа 220В 15Вт - не более 2 шт. (при необходимости).
12. Руководство по эксплуатации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0067005