



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июля 2017 года № РЗН 2017/5958

На медицинское изделие

**Наборы пробных линз ALMAS, в вариантах исполнения МТ-266,  
МТ-226 с пробными оправами в составе**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз-Сервис"  
(ООО "Алмаз-Сервис"), Россия, 105275, Москва, ул. Гаражная, д. 3А, кв. 11**

Производитель

**"Ляньюньган Тяньно Оптикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай,  
Lianyungang TianNuo Optical Instrument Co., Ltd., No. 3 Jinqiao Road, Dapu  
Industrial Park, Economic and Technological Development Area, Lianyungang,  
China**

Место производства медицинского изделия

**Lianyungang Tiannuo Optical Instrument Co., Ltd., No.3 Jinqiao Road,  
Dapu Industrial Park, 222002, Lianyungang, Jiangsu, China**

Номер регистрационного досье № РД-16326/378 от 14.03.2017

Вид медицинского изделия 206320

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.13.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 10 июля 2017 года № 6227  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0032894**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июля 2017 года

№ РЗН 2017/5958

Лист 1

На медицинское изделие

**Наборы пробных линз ALMAS, в вариантах исполнения МТ-266,  
МТ-226 с пробными оправами в составе**

I. Набор пробных очковых линз ALMAS МТ-266 в составе:

1. Чемодан для транспортировки и хранения с деревянным лотком под линзы - 1 шт. (при необходимости).
2. Линзы в металлическом ободке:
  - стигматические линзы от -0.25 дптр. до -6.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от -6.00 дптр. до -10.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от -10.00 дптр. до -16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от -16.00 дптр. до -20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.), от +0.25 дптр. до +6.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +6.00 дптр. до +10.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от +10.00 дптр. до +16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от +16.00 дптр. до +20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.) – не более 160 шт. (при необходимости);
  - астигматические линзы от -0.25 дптр. до -4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), -4.00 дптр. до -6.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от +0.25 дптр. до +4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +4.50 дптр. до +6.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.) - не более 80 шт. (при необходимости);
  - призмы 0.50 пр. дптр., от 1.00 пр. дптр. до 6,00 пр. дптр. (шаг 1.00 пр. дптр.), от 6.00 пр. дптр. до 10,00 пр. дптр. (шаг 1.00 пр. дптр.) - не более 14 шт. (при необходимости);
  - окклюдер - не более 1 шт. (при необходимости);
  - линза с плоским полем зрения - не более 1 шт. (при необходимости);
  - точечная диафрагма малая 1,0 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
  - точечная диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
  - щелевая диафрагма малая 1,0 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
  - щелевая диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
  - красный фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);
  - зеленый фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);
  - призма Мэддокса - не более 1 шт. (при необходимости);
  - линза с перекрестьем - не более 1 шт. (при необходимости);
  - матированная линза - не более 1 шт. (при необходимости);
  - кросс-цилиндр +/-0,25 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости);
  - кросс-цилиндр +/-0,50 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости).
3. Пробная оправа универсальная UTF 5080, STF 5470 или STF 4860 (2 шт. каждого исполнения при необходимости).

II. Набор пробных очковых линз ALMAS МТ-226 в составе:

1. Чемодан для транспортировки и хранения с деревянным лотком под линзы –

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0037670



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 10 июля 2017 года

№ РЗН 2017/5958

Лист 2

- 1 шт. (при необходимости).
2. Линзы в металлическом ободке:
- стигматические линзы -0.12 дптр., от -0.25 дптр. до -4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от -4.00 дптр. до -8.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от -8.00 дптр. до -16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от -16.00 дптр. до -20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.), +0.12 дптр., от +0.25 дптр. до +4.00 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +4.00 дптр. до +8.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), от +8.00 дптр. до +16.00 дптр. (шаг 1.00 дптр.), от +16.00 дптр. до +20.00 дптр. (шаг 2.00 дптр.) - не более 140 шт. (при необходимости);
  - астигматические линзы -0.12 дптр., от -0.25 дптр. до -2.50 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от -2.50 дптр. до -5.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), -6.00 дптр., +0.12 дптр., от +0.25 дптр. до +2.50 дптр. (шаг 0.25 дптр.), от +2.50 дптр. до +5.00 дптр. (шаг 0.50 дптр.), +6.00 дптр. - не более 68 шт. (при необходимости);
  - призмы 0.50 пр. дптр., от 1.00 пр. дптр. до 8,00 пр. дптр. (шаг 1.00 пр. дптр.) – не более 12 шт. (при необходимости);
  - окклюдер - не более 1 шт. (при необходимости);
  - точечная диафрагма малая 1,0 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
  - точечная диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
  - щелевая диафрагма большая 1,5 мм - не более 1 шт. (при необходимости);
  - красный фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);
  - зеленый фильтр - не более 1 шт. (при необходимости);
  - кросс-цилиндр +/-0,25 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости);
  - кросс-цилиндр +/-0,50 дптр. - не более 1 шт. (при необходимости).
3. Пробная оправа универсальная UTF 5080, STF 5470 или STF 4860 (2 шт. каждого исполнения при необходимости).

З

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0037671